

**CERBO** 



CERBO LABORATORY

 **Nolato**



### **NOLATO CERBO – Partner for life**

Nolato Cerbo är en del av Nolato Medical, global och ledande leverantör av polymera produkter och system. Med vårt varumärke Cerbo erbjuder vi ett brett sortiment av standardprodukter för användning främst på laboratorium och inom sjukvård.

Nolato Cerbo har lång erfarenhet av att producera laboratorieprodukter och förpackningar av hög kvalitet och har bred kunskap inom formsprutning. Våra kunder behöver en leverantör som de kan lita på. Vi är därför väldigt noga med att våra produkter och tjänster är av högsta klass, och vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer.

### **NOLATO CERBO – Partner for life**

Nolato Cerbo is part of Nolato Medical, a leading global partner in polymer products and subsystems. With our Cerbo brand we offer a wide range of standard products mainly for laboratory and medical care use.

Nolato Cerbo has long experience of producing quality laboratory products and packaging, and possesses extensive expertise in injection moulding technology. Our customers need a supplier they can trust. We serve all our customers with reliable, high-class products and services and believe in building long-term relations.



### Kvalitet, hygien och miljövard

Alla produkter och all service från Nolato Cerbo måste möta kraven och förväntningarna från våra kunder. Att säkerställa högsta kvalitet och hygien är en förutsättning för verksamheten. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och följer kraven på "Good Manufacturing Practice".
















Nolato Cerbo är också miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi strävar kontinuerligt efter att reducera verksamhetens påverkan på miljön.

### Quality, hygiene and environmental care

All products and services from Nolato Cerbo must meet the demands and expectations of our customers. Ensuring top quality and hygiene is a requirement in our line of work. We are certified according to ISO 9001 and meet the requirements for "Good Manufacturing Practice".

Additionally, Nolato Cerbo is certified in accordance with ISO 14001 and we strive for continuous improvement in our environmental performance.





## BURKAR OCH LOCK CONTAINERS AND LIDS











												
	BURK 60 P CONTAINER 60 P ART NR/ART NO 110170	BURK 90 P CONTAINER 90 P ART NR/ART NO 110061	BURK 100 P CONTAINER 100 P ART NR/ART NO 110180	BURK 170 P CONTAINER 170 P ART NR/ART NO 110210	BURK 215 P CONTAINER 215 P ART NR/ART NO 110220	BURK 250 P CONTAINER 250 P ART NR/ART NO 110230	BURK 500 P CONTAINER 500 P ART NR/ART NO 110240	BURK 600 P CONTAINER 600 P ART NR/ART NO 110280	BURK 850 P CONTAINER 850 P ART NR/ART NO 110360	BURK 1000 P CONTAINER 1000 P ART NR/ART NO 110250	BURK 1500 P CONTAINER 1500 P ART NR/ART NO 110260	BURK 50 P CONTAINER 50 P ART NR/ART NO 110770
	LOCK 69 LID 69 ART NR/ART NO 112040	LOCK 69 LID 69 ART NR/ART NO 112040	LOCK 69 LID 69 ART NR/ART NO 112040	LOCK 69 LID 69 ART NR/ART NO 112040	LOCK 102 LID 102 ART NR/ART NO 112080	LOCK 69 D LID 69 D ART NR/ART NO 112330	LOCK 89 D LID 89 D ART NR/ART NO 112070	LOCK 89 D LID 89 D ART NR/ART NO 112070	LOCK 120 D LID 120 D ART NR/ART NO 112100	LOCK 120 D LID 120 D ART NR/ART NO 112100	LOCK 136 D LID 136 D ART NR/ART NO 112110	LOCK 44 DA LID 44 DA ART NR/ART NO 112600
	64	65	65	65	100	65	85	85	116	116	132	40
	64	60	56	52	100	54	70	65	95	95	110	33
	22	32	40	70	30	95	111	138	110	121	141	48
<b>BURK CONTAINER ANTAL/KART PCS/CART</b>	720	1250	1700	1680	240	816	480	510	290	300	180	3096
<b>MATERIAL</b>	Propen Polypropylene	Propen Polypropylene	Propen Polypropylene	Propen Polypropylene	Propen Polypropylene	Propen Polypropylene	Propen Polypropylene	Propen Polypropylene	Propen * Polypropylene *	Propen Polypropylene	Propen Polypropylene	Propen Polypropylene
<b>LOCK LID ANTAL/KART PCS/CART</b>	2200	2200	2200	2200	1000	1800	1000	1000	500	500	400	5000
<b>MATERIAL</b>	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD
<b>ÖVRIGT MISCELLANEOUS</b>									Dubbeltätande Double sealing			



\* Art nr 110360 även av vit propenplast som standard, art nr 110361  
\* Art no 110360 also of white polypropylene as standard, art no 110361

## MÄTTSKOPOR OCH MÄTTBÄGARE MEASURING SPOONS AND CUPS














 BURK 100 PD CONTAINER 100 PD ART NR/ART NO 110190 LOCK 67 PD LID 67 PD ART NR/ART NO 112260	 BURK 150 PD CONTAINER 150 PD ART NR/ART NO 110200 LOCK 67 PD LID 67 PD ART NR/ART NO 112260	 BURK 280 CONTAINER 280 ART NR/ART NO 110123 LOCK 102 LID 102 ART NR/ART NO 112080	 BURK 330 CONTAINER 330 ART NR/ART NO 110133 LOCK 102 LID 102 ART NR/ART NO 112080
61	61	98	98
50	49	88	85
48	69	42	51
2400	1680	600	600
Propen Polypropylene	Propen Polypropylene	Vit slagtälig styren White high impact polystyrene	Vit slagtälig styren White high impact polystyrene
2500	2500	1000	1000
Propen Polypropylene	Propen Polypropylene	Vit eten LD White Polyethylene LD	Vit eten LD White Polyethylene LD
Speciellt tätt lock Extra tight lid	Speciellt tätt lock Extra tight lid		

	 MÄTTBÄGARE 30 MEASURING CUP 30 ART NR/ART NO 118062	 MÄTTBÄGARE 20 MEASURING CUP 20 ART NR/ART NO 118005	 MÄTTSKOPA 42 MEASURING SPOON 42 ART NR/ART NO 113031	 MÄTTSKOPA 37 MEASURING SPOON 37 ART NR/ART NO 113101	 MÄTTSKOPA 25 MEASURING SPOON 25 ART NR/ART NO 113022	 MÄTTSKOPA 10 MEASURING SPOON 10 ART NR/ART NO 113050
 40	40.2	35x61	42	38	31	
 30	30.6	24x30	37	28	25	
 36	27.5	31	32	30	16	
 3078	3888	1000	1000	2000	3500	
<b>ANTAL/KART PCS/CART</b>						
<b>MATERIAL</b>	Propen Polypropylene	Propen Polypropylene	Styren Polystyrene	Propen Polypropylene	Propen Polypropylene	Propen Polypropylene
<b>ÖVRIGT MISCELLANEOUS</b>	Anpassad till tre storlekar flasklock, diameter 38,2, 34 och 30,6. Fits three sizes of bottle lids, diameters 38.2, 34 and 30.6.					





# KAPSLAR VIALS

										
	KAPSEL 5 VIAL 5 ART NR/ART NO 111040	KAPSEL 10 VIAL 10 ART NR/ART NO 111050	KAPSEL 15 VIAL 15 ART NR/ART NO 111070	KAPSEL 30 VIAL 30 ART NR/ART NO 111100	KAPSEL 36 VIAL 36 ART NR/ART NO 111130	KAPSEL 60 VIAL 60 ART NR/ART NO 111140	KAPSEL 105 VIAL 105 ART NR/ART NO 111160	KAPSEL 58 CONTAINER 58 ART NR/ART NO 165566	KAPSEL 75 CONTAINER 75 ART NR/ART NO 165567	KAPSEL 100 CONTAINER 100 ART NR/ART NO 165568
	LOCK 24 LID 24 ART NR/ART NO 112010	LOCK 24 LID 24 ART NR/ART NO 112010	LOCK 24 LID 24 ART NR/ART NO 112010	LOCK 30 LID 30 ART NR/ART NO 112020	LOCK 30 LID 30 ART NR/ART NO 112020	LOCK 30 LID 30 ART NR/ART NO 112020	LOCK 44 DA LID 44 DA ART NR/ART NO 112600			
	20	20	20	25	27	24	40	40	40	55
	20	20	20	25	27	24	40	36	36	52
	17	40	60	65	66	120	85	67	87	58
<b>KAPSEL VIAL</b>	4000	3000	2000	1000	1000	600	400	700	500	400
<b>ANTAL/KART PCS/CART</b>	4000	3000	2000	1000	1000	600	400	700	500	400
<b>MATERIAL</b>	Klar styren Clear polystyrene	Klar styren Clear polystyrene	Klar styren Clear polystyrene	Klar styren Clear polystyrene	Propen HD Polypropylene HD	Styren Polystyrene	Styren Polystyrene	Propen Polypropylene	Klar propen Clear polypropylene	Klar propen Clear polypropylene
<b>LOCK LID</b>	20000	20000	20000	14000	14000	14000	5000			
<b>ANTAL/KART PCS/CART</b>	20000	20000	20000	14000	14000	14000	5000			
<b>ANTAL/PÅSE PSC/BAG</b>	5000	5000	5000	1000	1000	1000				
<b>MATERIAL</b>	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD			
<b>ÖVRIGT MISCELLANEOUS</b>								Kapslar med vidhängade lock Containers with hinged lid		

# ASKAR BOXES



	ASK N33 BOX N33 ART NR/ART NO 117300	ASK N32 BOX N32 ART NR/ART NO 117312	ASK N31 BOX N31 ART NR/ART NO 117320	DENTALASK B DENTAL BOX B ART NR/ART NO 117222	DENTALASK V DENATL BOX V ART NR/ART NO 117225	ASK 12 BOX 12 ART NR/ART NO 117030 <i>Utgått Obsolete</i>	ASK 16 BOX 16 ART NR/ART NO 117070 <i>Utgått Obsolete</i>
mm	90	120	124	83	83	60	50
mm	45	60	70	83	83	37	28
mm	26	28	34	40	40	12	11
ml	110	180	280	200	200		
<b>ANTAL/KART PCS/CART</b>	250	150	100	125	125	1000	2000
<b>MATERIAL</b>	Propen Polypropylene	Röd propen Red polypropylene	Propen Polypropylene	Blå propen Blue polypropylene	Vit propen White polypropylene	Klar styren Clear polystyrene	Klar styren Clear polystyrene
<b>ÖVRIGT MISCELLANEOUS</b>	Askar med vidhängande lock Boxes with hinged lid					Löst lock Loose lid	Skjutlock Sliding lid



# FYRKANTIGA BURKAR SQUARE CONTAINERS



	BURK 4K 100 CONTAINER 4K 100 ART NR/ART NO 117170 LOCK 90R LID 90R ART NR/ART NO 117195	BURK 4K 200 CONTAINER 4K 200 ART NR/ART NO 117180 LOCK 90R LID 90R ART NR/ART NO 117195	BURK 2100 CONTAINER 2100 ART NR/ART NO 110710 LOCK 195x160 LID 195x160 ART NR/ART NO 169209
mm	87	87	185
mm	68	68	145
mm	26	47	90
<b>BURK CONTAINER ANTAL/KART PCS/CART</b>	1000	1030	126
<b>MATERIAL</b>	Propen Polypropylene	Propen Polypropylene	Propen Polypropylene
<b>LOCK LID ANTAL/KART PCS/CART</b>	1200	1200	420
<b>MATERIAL</b>	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit propen White polypropylene





# PROVRÖR TEST TUBES



	RÖR 11x55 MM TUBE 11x55 MM ART NR/ART NO 119490	RÖR 12x57 MM TUBE 12x57 MM ART NR/ART NO 119180	RÖR 12x70 MM TUBE 12x70 MM ART NR/ART NO 119220	RÖR 12x75 MM TUBE 12x75 MM ART NR/ART NO 119470	RÖR 14x81 MM TUBE 14x81 MM ART NR/ART NO 119150 <i>Utgått Obsolete</i>	RÖR 16x70 MM TUBE 16x70 MM ART NR/ART NO 119030	RÖR 14x100 MM TUBE 14x100 MM ART NR/ART NO 119540 <i>Utgått Obsolete</i>	RÖR 17x110 MM TUBE 17x110 MM ART NR/ART NO 119270	RÖR 17x110 MM TUBE 17x110 MM ART NR/ART NO 119560	RÖR 17x100 MM TUBE 17x100 MM ART NR/ART NO 119230 <i>Utgått Obsolete</i>	RÖR MED SKRUVLOCK TUBES WITH SCREW CAP ART NR/ART NO 170275	RÖR MED SKRUVLOCK TUBES WITH SCREW CAP ART NR/ART NO 170156
<b>mm</b> YTRE OUTER	11	12	12	12	14	16	14	17	17	17	17	17
<b>mm</b>	55	57	70	75	81	70	100	110	110	100	110	110
<b>ml</b>	3.5	4	6	6	7	9	9	15	15	14	15	15
<b>ANTAL/KART PCS/CART</b>	5000	4000	3000	2500	3000	2000	3000	1800	1600	1800	1092	1092
<b>ANTAL/PÅSE PCS/BAG</b>	500	500	300	250	250	250		100	200	200	91	91
<b>MATERIAL</b>	Klar styren Clear polystyrene	Klar styren Clear polystyrene	Klar styren Clear polystyrene	Klar styren Clear polystyrene	Klar styren Clear polystyrene	Klar styren Clear polystyrene	Propen Polypropylene	Klar styren Clear Polystyrene	Klar styren Clear Polystyrene	Klar styren Clear Polystyrene	Klar styren Clear Polystyrene	Klar styren Clear Polystyrene
<b>ÖVRIGT MISCELLANEOUS</b>								Konisk Conical	Rund Round	Rund Round	Strålersteriliserat Radiation sterilized	Hygienförpackat Hygiene packed





## PROPPAR CAPS

				
	PROPP 15,6 MM CAP 15.6 MM	PROPP 13,5 MM CAP 13.5 MM	PROPP 11,4 MM CAP 11.4 MM	PROPP 10,4 MM CAP 10.4 MM
<b>FÄRG</b>	Natur/Nature ART NR/ART NO 119650	Natur/Nature ART NR/ART NO 119660	Natur/Nature ART NR/ART NO 119670	Natur/Nature ART NR/ART NO 119680
	Gul/Yellow ART NR/ART NO 119651	Röd/Red ART NR/ART NO 119661	Röd/Red ART NR/ART NO 119671	Röd/Red ART NR/ART NO 119681
	Röd/Red ART NR/ART NO 119652	Mjuk, natur/Soft, natural ART NR/ART NO 119665	Blå/Blue ART NR/ART NO 119672	Blå/Blue ART NR/ART NO 119682
	Mjuk, natur/Soft, natural ART NR/ART NO 119655		Mjuk, natur/Soft, natural ART NR/ART NO 119675	Mjuk, natur/Soft, natural ART NR/ART NO 119685
<b>ANTAL/KART PCS/CART</b>	10000	10000	16000	20000
<b>ANTAL/PÅSE PCS/BAG</b>	1000	1000	2000	2000
<b>MATERIAL</b>	Eten Polyethylene	Eten Polyethylene	Eten Polyethylene	Eten Polyethylene
<b>ÖVRIGT MISCELLANEOUS</b>	Med tättningsringar With sealing rings	Med tättningsringar With sealing rings	Med tättningsringar With sealing rings	Med tättningsringar With sealing rings

ANVÄNDNINGSTABELL PROPPAR/PROVRÖR  
COMBINATION TABLE CAPS/TEST TUBES

	A 119650	B 119660	C 119670	D 119680
119490				X
119180			X	
119220			X	
119470			X	
119150		X		
119030	X			
119540		X		
119270	X			
119560	X			
119230	X			

## SKJUTHYLSOR SLIDE TUBES

		
	SKUTHYLSA 10 ML GRÖN SLIDE TUBE 10 ML GREEN ART NR/ART NO 116010	SKUTHYLSA 25 ML VIT SLIDE TUBE 25 ML WHITE ART NR/ART NO 116030
	LOCK 24 LID 24 ART NR/ART NO 112000	LOCK 30 LID 30 ART NR/ART NO 112020
<b>HYLSA TUBE</b>	24	30
<b>ANTAL/KART PCS/CART</b>	3000	1350
<b>MATERIAL</b>	Eten HD Polyethylene HD	Eten HD Polyethylene HD
<b>LOCK LID</b>	20000	14000
<b>ANTAL/KART PCS/CART</b>	5000	1000
<b>ANTAL/PÅSE PSC/BAG</b>		
<b>MATERIAL</b>	Eten LD Polyethylene LD	Eten LD Polyethylene LD
<b>ÖVRIGT MISCELLANEOUS</b>		Med kolv With plungers



## HYLSOR FÖR PROVSÄNDNINGAR TRANSPORT TUBES



TRANSPORHTHYLSA  
MED SKRUVLOCK  
TRANSPORT TUBE  
WITH SCREW CAP  
**ART NR/ART NO**  
170701



TRANSPORHTHYLSA  
MED SKRUVLOCK  
TRANSPORT TUBE  
WITH SCREW CAP  
**ART NR/ART NO**  
170703



TRANSPORHTHYLSA  
MED SKRUVLOCK  
TRANSPORT TUBE  
WITH SCREW CAP  
**ART NR/ART NO**  
170680



SEPARAT  
SKUMPLASTBIT  
SEPARATE PIECE  
OF PLASTIC FOAM  
**ART NR/ART NO**  
159190



20

20

24



115

115

120

**ANTAL/KART**  
**PCS/CART**

700

700

400

3500

**ANTAL/PÅSE**  
**PCS/BAG**

50

50

50

50

**MATERIAL**

Propen

Propen

Propen

Polypropylene

Polypropylene

Polypropylene

Lock gul eten

Lock gul eten

Lock gul eten

Lid yellow polyethylene

Lid yellow polyethylene

Lid yellow polyethylene

**ÖVRIGT**  
**MISCELLANEOUS**

Med monterad absorbent  
Absorbent included

Bred modell med  
monterad absorbent  
Wide model with  
absorbent included



## HYLSOR OCH BURK FÖR BEGAGNADE KANYLER TUBE AND CONTAINER FOR USED HYPODERMIC NEEDLES



HYLSA FÖR  
BEGAGNADE KANYLER  
TUBE FOR USED  
HYPODERMIC NEEDLES  
**ART NR/ART NO**  
170820



BURK 1,5 LITER FÖR  
BEGAGNADE KANYLER  
CONTAINER FOR USED  
HYPODERMIC NEEDLES  
**ART NR/ART NO**  
170260



24

132



120

141

**ANTAL/KART**  
**PCS/CART**

400

100

**ANTAL/PÅSE**  
**PCS/BAG**

50

**MATERIAL**

Gul propen  
Yellow polypropyleneGul propen  
Yellow polypropylene

**ÖVRIGT**  
**MISCELLANEOUS**

Försedd med kanylavskruvning  
Provided with needle separation

## PROVTAGNINGSKAPSEL MED TRANSPORHTHYLSA SAMPLING TUBE AND TRANSPORT TUBE



PROVTAGNINGSKAPSEL 20 ML  
SAMPLING TUBE  
20 ML  
**ART NR/ART NO**  
118010



TRANSPORHTHYLSA  
TRANSPORT TUBE  
**ART NR/ART NO**  
118020



30

40



20

35



78

85

**ANTAL/KART**  
**PCS/CART**

1000

400

**MATERIAL**

Klar styren  
Clear polystyreneStyren/Polystyrene  
Lock/lid: Gul eten  
/Yellow polyethylene

**ÖVRIGT**  
**MISCELLANEOUS**

Sked monterad i lock  
Spoon attached to the cap

Passar till 118010  
Suitable for 118010

## ÖGONBADSKOPP / EYE RINSE CUP

**ART NR/ART NO**  
119065

**ANTAL/KART**  
**PCS/CART**

600

**ANTAL/PÅSE**  
**PCS/BAG**

50

**MATERIAL**

Propen  
Polypropylene

## FAKTA OM PLAST FACTS ABOUT PLASTICS

### Styren (PS)

Materialet tål mellan ca +70°C och -40°C (+90°C för värmetåligt material), svaga syror, svaga alkalier, fruktsaft och alkohol. Tål ej trikloreten, aceton, bensen, bensin, koltetraklorid, mineralterpentin och aromatiska oljor. Luktfrött, men tar lukt av starkt luktande ämnen.

PS standard  
VPS värmetålig (glasklar)  
SB slagålig (opak)

### Eten (PE)

Materialet är okrossbart. Tål mellan ca +90°C och -40°C, syror och alkalier vid rumstemperatur. Tål lösningsmedel, t ex alkohol och bensin vid korttidsförvaring. Luktfrött men tar lukt av starkt luktande ämnen.

PELD låg densitet (opak)  
PEHD hög densitet (opak)

### Propen (PP)

Materialet tål mellan ca +120°C och -40°C, svaga syror, alkalier, lösningsmedel, alkohol, bensin, aromatiska oljor mm. Tål ej koltetraklorid, salpetersyra 90 % och terpentin. God hållfasthet, men har begränsad slagåligghet särskilt vid låga temperaturer. Sampolymeriserat av propen- och etenplast, benämnt slagålig propenplast, är däremot okrossbart.

PP random (klar)  
PP standard / homopolymer (opak)  
PP-B slagålig / copolymer (opak)

Opak = genomsynlig men ej glasklar.  
Samtliga kvaliteter är livsmedelsgodkända och innehåller ej kadmium.

### Polystyrene (PS)

Polystyrene withstands temperatures between +70°C and -40°C (+90°C for heat resistant material), weak acids, weak alkalies, fruit juice and alcohol. Does not withstand trichlorethylene, acetone, petroleum, benzene, carbon tetrachloride, turpentine and aromatic oils. Odourless, but absorbing odour from strongly odouring material/solution.

PS standard  
VPS heat resistant (clear)  
SB high impact (opaque)

### Polyethylene (PE)

The material is unbreakable. Withstands temperatures between +90°C and -40°C, acids and alkalies at room temperature. Withstands solvents, for instance alcohol and petroleum during short time storage. Odourless, but absorbing odour from strongly odouring material/solution.

PELD low density (opaque)  
PEHD high density (opaque)

### Polypropylene (PP)

Polypropylene withstands temperatures between +120°C and -40°C, for instance weak acids, alkalies, solvents, alcohol, petroleum, aromatic oils. Does not withstand carbon tetrachloride, strong nitric acid and turpentine. Good strength but limited impact resistance in particular at low temperatures. However copolymerize of polypropylene and polyethylene, called impact resistant polypropylene, is unbreakable.

PP random (clear)  
PP standard / homopolymer (opaque)  
PP-B impact resistant / copolymer (opaque)

Opaque = translucent, but not transparent.  
All above materials are approved for food and contain no cadmium.

	TEMP C	PEHD	PELD	PC	PP	PS
KETONER T EX ACETON KETONES, E.G ACETONE	20	+	0	-	+	-
	60	0	-	-	0	-
ALKOHOLER ALCOHOLS	20	+	+	+	+	+
	60	+	0	+	+	+
BENSIN PETROLEUM	20	0	0	+	0	-
	60	0	0	+	-	-
AROM LÖSNINGSMEDEL T EX BENSIN AROMATIC DISSOLVENTS E.G. PETROLEUM	20	0	-	0	0	-
	60	0	-	0	-	-
KLORKOLVÄTEN T EX TRICHLORINATED HYDROCARBONS E.G. TRICHLORETHYLENE	20	-	-	-	-	-
	60	-	-	-	-	-
VEGETABILISKA FETTER VEGETABLE FATS	20	+	0	+	+	0
	60	0	-	+	0	-
AMMONIAK 30 % AMMONIA 30%	20	+	+	-	+	-
	60	+	+	-	+	+
NATRIUMHYDROXID KONC. CONC. CAUSTIC SODA	20	+	+	-	+	+
	60	+	+	-	+	+
SALTSYRA 3 % HYDROCHLORID ACID 3%	20	+	+	+	+	+
	60	+	0	+	+	+
SVAVELSYRA KONC. CONC. SULPHURIC ACID	20	+	0	-	+	0
	60	0	0	-	-	0
SALPETERSYRA 10 % NITRIC ACID 10%	20	+	+	+	+	+
	60	+	+	+	+	+
ÄTTIKSYRA 50 % ACETIC ACID 50%	20	+	+	-	+	+
	60	+	+	-	+	+
ETRAR/ETHERS	20	0	0	-	0	-

+ = beständig 0 = begränsat - = ej beständig  
+ = resistant 0 = limited resistance - = not resistant



## NOLATO CERBO AB

Besöksadress / Visiting address: Verkmästarevägen 1-3

P.O. Box 905

SE-461 29 Trollhättan

Sweden

Telefon / Phone: +46 520 40 99 00

Fax: +46 520 40 99 03

För mer information och kontakt: / For further information and contacts:

E-mail: [nolatocerbo@nolato.se](mailto:nolatocerbo@nolato.se)

[www.nolato.com/nolatocerbo](http://www.nolato.com/nolatocerbo)